

# ANATOMIA PATOLOGICA

## 1. MONTAJE DE UN CYTOSPIN:

Dispositivo utilizado en citología para centrifugar y depositar células exfoliativas en una pequeña zona determinada.




Figura 1. Sistema de Cytospin® y metodología para el ensamble del Cytofunnel®.

## 2. ORDENAR UNA BATERÍA PARA TINCIÓN DE HEMATOXILINA-EOSINA

- XILOL: Desparafinar
- ALCOHOLES DECRECIENTES: Hidratación
- AGUA.
- HEMATOXILINA DE HARRIS
- AGUA.
- ALCOHOL 70% + HCl.
- AGUA
- EOSINA
- ALCOHOLES CRECIENTES: Deshidratación.
- XILOL.